

INFORMATION

Référence	AT50/CWMD2
Couleur	Orange
Force	Usage moyen
	20 Litres
	280/432 x 660mm (11/17 x 26 " environ)
Roule ou plat ?	Rouler

CARACTÉRISTIQUES

Poids approuvé par l'ONU de 20 litres / 5 kg

Orange pour les traitements alternatifs

Produit à l'aide de la technologie de co-extrusion, scellé en étoile et imprimé selon les exigences de l'ONU (UN3291)

made_from_100pc_recycled

SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire • Pharmaceutique et laboratoire

• Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur extrême. Il est conseillé de conserver l'emballage pour référence. Inspectez toujours les sacs avant de les utiliser et ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

50 sacs par rouleau
10 rouleaux par carton
108 cartons par palette



CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

5024951011798

A NOTER:

Toutes les mesures données sont correctes au meilleur des connaissances de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, mais en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555